

Drufolen H



Technisches Datenblatt

Zweckbestimmung: Harte-elastische Tiefziehfolie zur Herstellung von Gußformteilen in der K+B- Technik und Schablonen für K+B- Provisorien.

Hersteller: Dreve Dentamid GmbH
Max-Planck-Straße 31
59423 Unna / Germany

Zusammensetzung:

Pos	Chemische Bezeichnung
1	Polypropylen

Eigenschaften:

Farbe: Natur
Stärke: 0,6mm, 0,8mm
Durchmesser: Ø 120mm und 42mm
Dichte: 0.9 g/cm³
Schmelztemperatur: ca. 160°C
Thermische Zersetzung: >300° C

Bei sachgemäßer Verwendung sind keine schädigenden Wirkungen bekannt.

Dreve Dentamid GmbH

Max-Planck-Str. 31

59423 Unna / Germany

Tel.: 02303 / 8807-0

Fax: 02303 / 8807-55

info@dreve.de

www.dreve.com